



Airway Man

O Airway Man foi desenhado para oferecer o maior realismo possível com a anatomia humana, com todas as suas características importantes para um treinamento de qualidade. Pode ser plugado diretamente na corrente elétrica e no PC. A cabeça possibilita efetuar uma intubação com tração mandibular e possibilita regular a rigidez do peito.

Disponível em duas versões, sendo que uma delas é possível conectar com o PC via USB e/ou Wireless, sem cabos, com um software RCP que simula análises detalhadas da reanimação.

Material

Unidade Básica	Polietileno
Parte instrumental	ABS Plástico
Crânio	PVC Rígido
Torác e Face	PVC Macio

Dados técnicos

- Dimensões do torso: 80 cm
- Boneco Adulto Completo: 170 cm
- Peso somente do torso: 13,0 Kg
- Peso do boneco adulto: 17,0 Kg

Especificações

Airway Man I – Torso
Airway Man W–Torso

Referência

A284.224.000
A284.327.000

Acessórios

Braços completos	234.000.704
Upgrade corpo todo	234.000.706
Pernas com calça	234.000.786
Jaqueta	234.000.790
Calça Comprida	234.000.792
Maleta	234.000.794

Referência