



# AuraGain

## Máscara Laringea Descartável com Acesso

A AuraGain é a máscara laríngea de 3ª geração da Ambu que satisfaz 3 necessidades fundamentais de gestão de via aérea:

- Curvatura Anatômica
- Acesso Gástrico
- Versatilidade

## Benefícios

- Canal de acesso gástrico integrado para sucção de fluídos;
- Curva anatômica original que assegura uma rápida colocação;
- Possibilidade de uso conjunto com tubo endotraqueal padrão;
- Área de absorção de mordida integrada que evita a obstrução da via aérea;
- Balão piloto com identificação do tamanho da máscara ideal para o procedimento e com indicação tátil do grau de expansão;
- Marcas de navegação para orientação e posicionamento correto do tubo endotraqueal;
- Pode ser usada durante a ressonância magnética;
- Possibilidade de utilização com dispositivos descartáveis (e/ou)fibroscopio como o aScope2;
- Isento de polímeros termoplástico (Politereftalato de Etileno).

## Material

Tubo de via aérea	PVC
Cuff	PVC
Conector de via aérea	PCTG
Balão piloto	PVC
Válvula de expansão	PVC/Silicone
Tubo piloto	PVC
Tubo gástrico	PVC

## Refêrencias

408.100.000  
408.150.000  
408.200.000  
408.250.000  
408.300.000  
408.400.000  
408.500.000

## Tamanho

1  
1,5  
2  
2,5  
3  
4  
5






## Embalagem

Bolsa  
Caixa

## Quantidade

1  
10

## Especificações

Tamanho da máscara	#1	#1,5	#2	#2,5	#3	#4	#5
Cor do rótulo							
Indicação de peso	<5 Kg	5-10 Kg	10-20 Kg	20-30 Kg	30-50 Kg	50-70 Kg	70-100 Kg
Insuflação do Cuff Vol. Max.	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml
Pressão máxima do Cuff	60 cm H2O						
Temperatura de armazenagem	+10°C a +25°C						
Diâmetro mínimo do tubo	6,6 mm	7,2 mm	9,0 mm	10,2 mm	11,0 mm	12,6 mm	12,9 mm
Peso da máscara	14g	18g	25g	40g	45g	63g	88g
Volume interno do fluxo de ventilação	3,3 ml	4,4 ml	10,2 ml	18,3 ml	17 ml	25 ml	33 ml
Pressão da ventilação	0,0 cm H2O a 15 l/min.	0,0 cm H2O a 15 l/min	0,1 cm H2O a 30 l/min	0,1 cm H2O a 30 l/min	<0,1 cm H2O a 60 l/min	<0,1 cm H2O a 60 l/min	0,0 cm H2O a 60l/min
Intervalo Interdental Mínimo	11,6 mm	13,2 mm	16,2 mm	18,5 mm	21,0 mm	24,0 mm	27,0 mm
Fluxo interno	9,4 cm	11,0 cm	12,7 cm	15,6 cm	14,2 cm	16,2 cm	19,0 cm
Tamanho máximo do tubo endotraqueal	3,5	4,0	5,0	5,5	6,5	7,5	8,0
Tamanho máximo do tubo gástrico	6 Fr	8 Fr	10 Fr	10 Fr	16 Fr	16 Fr	16 Fr

A AuraGain foi desenvolvida em conformidade com a Diretiva do Conselho Europeu 93/42/CEE relativa a equipamentos médicos

