



Cabeça de Intubação

A cabeça de intubação Ambu é a mais realista do mercado para simulação de suporte a vida. A coluna cervical e a mandíbula simulam o movimento anatômico real da intubação. Possui o lado esquerdo aberto para a visualização do procedimento durante o treinamento que pode ser efetuado com a máscara laríngea, tubo endotraqueal, o broncofibroscópio aScope e outros dispositivos da qual o profissional esteja familiarizado.

Se durante o treinamento for exercida uma pressão nos dentes, um alarme é acionado e do mesmo jeito outros erros do profissional durante a simulação poderão ser visualizados e corrigidos.

Dados Técnicos

Dimensões: 40 x 24 x 35 cm (com a bolsa de transporte)

Peso: 9 Kg

Recomendações:

Máscara Laríngea tamanhos 3 e 4;

- Tubo endotraqueal 8 mm;

- Tubo naso traqueal 7 mm.

Completo

Cabeça de intubação + bolsa de transporte + lubrificante + escova de limpeza + almofada.

Referência

186.002.000

Peças de Reposição

Alarme do esôfago	186.000.501
Árvore bronquial completa	186.000.567
Equipamentos para a montagem da coluna	186.000.503
Equipamentos para ajuste dos dentes frontais	186.000.507
Microinterruptor	186.000.509
Montagem dos dentes frontais	186.000.510
Pele facial completa	186.000.511
Língua e Faringe	186.000.553
Cobertura transparente em acrílico	186.000.561
Almofada	186.000.562
Cartilagem da tireoide	186.000.563
Base completa com alarme	186.000.564
Adaptador	186.000.565
Kit de montagem para cabeça e a coluna cervical	186.000.566

Acessórios

Lubrificante solúvel em água	186.000.703
Escova de limpeza	186.000.704
Bolsa para transporte	186.000.705

Referência