



Manequim AirSim Bronchi

O Manequim AirSim Bronchi da TruCorp é projetado para o treinamento de técnicas de isolamento pulmonar com tubos endobrônquicos, bloqueadores brônquicos, sucção pulmonar, intubação naso-traqueal, ventilação, laringoscopia direta, exames utilizando fibra óptica com paciente acordado, isolamento pulmonar único e inserção com tubo combinado entre outros.

Devido a sua alta riqueza em detalhes que proporciona ao treinamento de qualquer procedimento um tom muito realístico.

Compatibilidade com:

- Tubos para intubação nasal com diâmetro entre 7,0 e 7,5 mm;
- Tubos para intubação oral com diâmetro entre 8,0 e 9,0 mm;
- Máscara laríngeas nos tamanhos entre 3 e 5;
- Tubos endobrônquicos entre 35F e 37F;
- O mesmo para dispositivos supraglóticos.

O manequim completo contém:

- Mala para transporte;
- Manual impresso;
- 1 Pen Drive com o manual em PDF;
- Frasco de lubrificante;
- 1 Pulmão adulto;
- 2 Pulmões infantil;

Informações Gerais

| | |
|-------------|-----------------|
| Tamanho | 46 x 26 x 33 cm |
| Peso | 3,3 Kg |
| Referências | AA51100 |