



## Máscara Facial de Silicone

### Benefícios

- Bojo com desenho especial que permite o repouso do polegar oferecendo uma melhor selagem;
- Conforto total
- Facilidade de limpar
- Esterilização em autoclave a 134°

As máscaras de silicone da Ambu foram projetadas para serem utilizadas em ressuscitadores e ventiladores manuais e automáticos.

O cuff auto inflável e ajustável, com exceção do tamanho 0A, permite uma selagem hermética perfeita.

### Características

- Cuff Tamanhos 0 ao 6
- Cuff Tamanho 0A
- Bojo
- Máscara
- Silicone
- Silicone com espuma
- Polissulfona
- Silicone

## Diametro Interno

- Neonato tamanho OA (37.7 mm)
- Pediátrico pequeno tamanho 0 c/orifícios (38.7 mm)
- Pediátrico pequena tamanho 0 (49 mm)
- Pediátrico tamanho 2 (38,4x64,6 mm)
- Adulto/ Adulto pequeno tamanho 3/4 (44x73.6 mm)
- Adulto tamanho 5 (49.9x87.1 mm)
- Adulto tamanho 6 (55.2x94.4 mm)



## Referências

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| - 000 313 000 | Neonatal tamanho OA               |
| - 000 314 000 | Pediátrico tamanho 0 com orifício |
| - 000 315 000 | Pediátrico Pequeno tamanho 0      |
| - 000 316 000 | Pediátrico Pequeno tamanho 2      |
| - 000 312 000 | Adulto pequeno tamanho 3/4        |
| - 000 317 000 | Adulto tamanho 5                  |
| - 000 319 000 | Adulto tamanho 6                  |



Compatível com o reanimador Mark IV