



PerfitAce Colares Cervicais

O PerfitACE é o único colar ajustável para imobilização da coluna cervical em peça única com 12 e 16 posições precisas.

Produzido em material rádio-translúcido, é acondicionado em formato completamente plano, economizando espaço de armazenamento e possui um exclusivo apoio de mento que facilita o gerenciamento do fluxo de ar.

Características

- Possui velcro extra, para ajustes em pescoços finos;
- Possui apoio de mento pré-moldado para se ajustar ao queixo, podendo ser dobrado para liberar o acesso à boca do paciente;
- O apoio de mento é feito em espuma não porosa;
- Sua ampla abertura frontal permite realizar traqueostomia e outros procedimentos;
- É translúcido, sendo compatível com exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada;
- Feito em polietileno e indicado para uso único.

Referências

Pediátrico
Adulto

1002.810.107
2000.281.107

PerfitACE Mini

PerfitACE Adulto



12 posições ajustáveis dentro de uma faixa de 3 ajustes padrões



16 posições ajustáveis dentro de uma faixa de 4 ajustes