



Máscara ResCue

Características

A máscara ResCue Mask é projetada para fornecer respiração de emergência protegida para qualquer paciente (qualquer grupo etário) e também pode ser usada com ressuscitador se o filtro for destacado.

Na Ressuscitação Cardiopulmonar o método boca a boca é amplamente aplicado em uma situação de emergência e com a máscara ResCue, o socorrista pode fornecer suporte respiratório imediato sem qualquer preocupação com doenças infecciosas e/ou a higiene inerente à prática, removendo assim qualquer relutância natural de realizá-la.

Especificações

Dimensões	138 mm x 113 mm x 50 mm
Peso Aprox.	110 g
Máscara	PVC
Estojo	PP
Código	7000.252.225

Benefícios

- Bojo transparente para fácil visualização da condição do paciente;
- Alça elástica para assegurar o posicionamento certo no rosto do paciente;
- É reutilizável e fácil de limpar;
- Sem látex;
- Filtro de válvula de uso único e deve ser substituído após cada uso.

