



Spur II

Reanimador Descartável

O reanimador Spur II é 100% PVC e oferece ao usuário uma excepcional sensação tátil e visual durante a reanimação.

Seu desenho proporciona um volume de expulsão ótimo com retrocesso perfeito e disponível nos tamanhos neonatal, Pediátrico e Adulto.

Especificações

Tamanho	Dimensões	Vol.Ventilação	Peso
Adulto	295 x 127 mm	800 ml	314 g
Pediátrico	234 x 99 mm	450 ml	215 g
Neonatal	168 x 71 mm	150 ml	140g

Referências

Neonatal	335.102.000
Pediátrico	330.004.000
Adulto	325.102.000

Benefícios

- Recuperação imediata da bolsa;
- Sistema de válvula com um único obturador para um funcionamento seguro;
- Alça de segurança integrada para comodidade do usuário e compressão uniforme;
- A espessura fina da bolsa permite a distensibilidade pulmonar e percepção de seu efeito;
- Superfície de segurança para um manejo seguro em ambientes de estresse;
- Canal luer para administração rápida de medicamentos sem desconexão do Spur II e do tubo endotraqueal;
- Fácil conexão com o manômetro de pressão e válvula PEEP;
- Pode ser usado durante a ressonância magnética.