



Manequim Baby

Características

- Sistema Higiénico Patenteado;
- Vias respiratórias abertas somente na posição de aspiração;
- Possibilidade de obstrução das vias respiratórias;
- O Ambu Baby é um boneco semelhante à vida real que simula bebês de até um ano de idade.

O Boneco Baby possui o sistema que elimina o risco de infecções cruzadas, onde os estudantes recebem sua boquilha e saco de cabeça próprios para o treinamento e no final a peça da face pode ser limpa e a parte de trás da cabeça é descartada. Um modo de treinamento realmente 100% higiênico.

Do mesmo modo que na vida real, as vias respiratórias abrem somente quando a cabeça for movida corretamente para a posição de aspiração. O instrutor pode simular obstrução das vias respiratórias com um ajustador de liga/desliga e conta ainda com recursos adicionais, como um pulso braquial realista, para fornecer um treinamento correto e realista. A ventilação do estômago pode também ser verificada visualmente.

Item Completo

Manequim Baby + 5 faces + 100 bolsas da cabeça + maleta
Ref. 256.001.000

Dados Técnicos

Peso 2,5 Kg
Tamanho 40 cm

Acessórios

Kit com 5 faces
Kit com 10 bolsas de cabeça
Maleta

Referência

256.000.703
256.000.702
256.000.704

Peças de Reposição

Placa de Cobertura com 2 parafusos	256.000.505
Braços com fecho de correr	256.000.500
Base	256.000.513
Cobertura do peito em espuma	256.000.509
Grampo do Pescoço	256.000.506
Tubo do pescoço com conector	256.000.518
Fralda de Algodão	256.000.520
Kit de pinças para a pele do corpo com 4 unidades	256.000.519
Cabeça completa	256.000.516
Pele dos membros superiores	256.000.512
Perna direita completa	256.000.511
Bolsa do pulmão completo	256.000.514
Bolsa do estômago completo	256.000.521
Válvula do estômago completa	256.000.504
Bolsa do pulmão completa	256.000.517
Perna esquerda completa	256.000.510
Válvula do pescoço	256.000.501
Pernas completas	256.000.502

Referência

